







激光共聚焦显微镜的基本原理——LSM 900 Airyscan2




Reporter: Li Zehui (李泽惠) Application Specialist
Date: July 1, 2020

高质量、多维度、大视野显微图像




- 1 激光共聚焦显微镜的原理
- 2 激光共聚焦显微镜的重要组成
- 3 如何获取一张高质量的图像
- 4 激光共聚焦显微镜的应用
- 5 Airyscan2的成像原理

宽场荧光显微镜光路




Rat Brain, Double labelling:
Green: Neurons, Blue: Nuclei





宽场显微镜与共聚焦显微镜的比较




Excitation





Emission



Excitation



Emission




光学显微镜特性




点光源

透镜

焦平面



宽场荧光显微镜成像






共聚焦显微镜成像




标本

物镜


焦平面



激光共聚焦显微镜光路




Rat Brain, Double labelling:
Green: Neurons, Blue: Nuclei



X-Y平面扫描方式


逐点扫描 点—线—面



Z轴扫描方式 逐层扫描





How is a X/Y/Z Stack produced?



Sequential Image Acquisition: Framewise

连续扫描：帧切换




Switch Track every Frame

- + 不同通道的硬件参数设置可以改变（如，针孔大小，分光片等）
- 样品的运动 会对最终成像带来影响

Sequential Image Acquisition: Linewise

连续扫描：行切换



Switch Track every Line

- + 减少样品运动的影响
- + 快速图像获取
- 不同通道的硬件参数设置不可以改变

Smart Setup

通道设置



Fastest:
All channels in one track
- simultaneous mode

Best Signal:
Each channel in a track
- sequential mode

Smartest:
Combination of
sequential and
simultaneous mode

Smart Setup

Configure your experiment

Contrast	Probe	
Fluorescence	DAPI	<input type="color" value="blue"/>
Fluorescence	EGFP	<input type="color" value="green"/>
Fluorescence	mRFP1.2	<input type="color" value="red"/>

LSM Airyscan

Current Speed Signal

Proposals

Spectra data courtesy of Pubspectra

Fastest

Channel	Emission Signal (%)	Speed (%)
Red	~50	~100
Green	~35	~100
Blue	~35	~100

Best Signal

Channel	Emission Signal (%)	Speed (%)
Red	~80	~35
Green	~90	~35
Blue	~60	~35


Smartest (Line)

Channel	Emission Signal (%)	Speed (%)
Red	~80	~70
Green	~80	~70
Blue	~45	~70


Reset Sample Navigator OK Cancel

- 1 激光共聚焦显微镜的原理
- 2 激光共聚焦显微镜的重要组成
- 3 如何获取一张高质量的图像
- 4 激光共聚焦显微镜的应用
- 5 Airyscan2的成像原理


激光 颜色：选择与荧光基团匹配的激光




405 nm DAPI / Hoechst



561nm RFP / Alexa Fluor 568 / Cy3




488nm GFP / Alexa Fluor 488 / FITC



633nm Alexa Fluor 647 / Cy5

- 屏蔽非焦平面信号
 - 针孔增加, 光通量增加, 非焦平面信号增加
 - 针孔减小, 光通量减小, 非焦平面信号减小
- 影响光切厚度
 - 针孔增加, 光切厚度增大, Z轴分辨率变差
 - 针孔减小, 光切厚度减小, Z轴分辨率增加


一般情况, 针孔大小为1AU



PMT Detectors / Photomultiplier Tube (光电倍增管)




Assuming a bright sample



PMT Detectors / Photomultiplier Tube




Assuming a dark sample




PMT Detectors / Photomultiplier Tube



Increase a dark sample's signal with more Gain



Assume a really dimm sample - Extreme Gain values result in Noise



- 1 激光共聚焦显微镜的原理
- 2 激光共聚焦显微镜的重要组成
- 3 如何获取一张高质量的图像
- 4 激光共聚焦显微镜的应用
- 5 Airyscan2的成像原理

什么是高质量的图片？



当我们谈到图像质量，我们说的是……


信号强度
信噪比
分辨率

How to set up the optimal values

A good illuminated image





**Illumination:
Not too bright,
Not too dimm**



Range Indicator

How to evaluate the dynamic range the best

Look-up table Range Indicator (8bit)




Channels


Single Channel Range Indicator

Profile

How to measure the dynamic range




= gives measurements of grey values along a line





Profile

How to measure the dynamic range




Gain (Master)

Set too high



Gain (Master)


Not enough




Scanning Strategies

Image Noise: What does it look like?

“Good” Image



“Bad” Image



Scanning Strategies

Speed and Averaging



To decrease the effect of noise, more photons (signal) must be collected:

1) Slower Scan Speed


2) Averaging

Scan the image x-times and take the average signal for each pixel
-> addition of photons from several scanning runs


The screenshot displays a software control panel for a microscope. The interface is dark-themed with various controls for scanning parameters. At the top, it shows 'Image Size: 134.7 μm × 134.7 μm' and 'Pixel Size: 0.07 μm'. Below this, 'Frame Size' is set to '1908 px × 1908 px' with a 'Presets' dropdown. 'Sampling' is set to '1.0 x' with a 'Confocal' button. A red box highlights the 'Frame Time: 18.77 s' and 'Pixel Time: 1.10 μs' section, along with a 'Scan Speed' slider and a '6' value in a dropdown, and a 'Max' button. Below this, 'Direction' is set to a bidirectional scan, 'Correction' is 'Auto', and 'Correction X' and 'Correction Y' are both '0.00 °'. 'Line Step' is set to '1'. Another red box highlights the 'Averaging' section, which includes buttons for 'None', '2x', '4x', '8x', and '16x'. Below this, 'Mode' has 'Repeat per Line' and 'Repeat per Fra...' buttons, and 'Method' has 'Mean Intensity' and 'Sum Intensity' buttons. At the bottom, 'Bits per Pixel' is set to '8'.

Hunting for Details?

Choose the right Resolution




Resolution okay




Resolution too low

Hunting for Details?

Choose the right Resolution



Resolution okay





Resolution too low

Resolution: Point Spread Function



The limit up to which two small objects are seen as separate



$$FWHM_{ill,lat} = \frac{0.51 * \lambda_{em}}{NA}$$

FWHM = Lateral Resolution [μm]
NA = Objective Numerical Aperture
 λ_{em} = Emission Wavelength [nm]

Resolution

Information given in the Software

The screenshot shows the 'Acquisition Mode' window in Zeiss software. The 'LSM' section is active, with 'Frame' selected. The 'Scan Area' is currently set to 0.00 μm by 0.00 μm at 0.0°. The 'Image Size' is 134.7 μm x 134.7 μm, and the 'Pixel Size' is 0.07 μm. The 'Frame Size' is 1908 px x 1908 px. The 'Sampling' is 1.0 x. The 'Confocal' button is highlighted with a red circle.



Parameter	Value
Image Size	134.7 μm × 134.7 μm
Pixel Size	0.07 μm
Frame Size	1908 px × 1908 px
Sampling	1.0 x
Scan Area (Width)	0.00 μm
Scan Area (Height)	0.00 μm
Scan Area (Angle)	0.0 °

Confocal Imaging




From Image to 3D Information

How is a X/Y/Z Stack produced?




Optical Slice Thickness

Overlap between Optical Slices





With this setting, the object structures between the slices cannot be detected.



At very small intervals a lot of additional data without additional information is generated.

Optical Slice Thickness

Overlap between Optical Slices



The optimal overlap is fulfilled at “**Nyquist**” or “Sampling Theorem” conditions.


→ Sampling frequency (slice interval) must be the double of the information frequency (z-resolution or optical slice thickness).

To achieve these conditions just press **Optimal Interval** in **Z-Stack** dialog. Then, the slices overlap by half of their thickness (no missing information @ minimal number of sections).

- 1 激光共聚焦显微镜的原理
- 2 激光共聚焦显微镜的重要组成
- 3 如何获取一张高质量的图像
- 4 激光共聚焦显微镜的应用
- 5 Airyscan2 的成像原理







**Nearly all fields of
Science...**

*Agricultural Research,
Alzheimer, Cancer, Cell
Science, Biochemistry,
Botany, Immunology,
Developmental Biology,
Ecology, Epidemiological
Diseases, Evolutionary
Biology, Food design,
Genetics, HIV, Material
Quality Control, Material
Sciences, Medicine,
Membrane Research,
Neurobiology ,
Parasitology,
Pharmacology, Physics,
Plant Biology, Proteomics,
Signal Transduction,
Virology...*





基本功能

拍摄高质量的单通道或多通道荧光照片




荧光强度的分析



	Ch1	Ch2
Mean Intensity	43.45529	37.38946
Standard Deviation	84.16126	44.23883
Pixels	522900	522900
Area [$\mu\text{m} \times \mu\text{m}$]	299038.87	299038.87

Profile功能


用户分析一条线上的荧光强度的分布



可用于分析药物刺激原生质体或者悬浮细胞在加药前后，某特定标记物的在细胞内外的分布

共定位Co-localization

两种荧光信号的共定位定量分析



直接显示所选区域荧光信号的共定位系数

Various Degrees of Co-Localization in Confocal Microscopy





Figure 3



$$R_r = \frac{\sum_i (S1_i - S1_{aver}) \cdot (S2_i - S2_{aver})}{\sqrt{\sum_i (S1_i - S1_{aver})^2 \cdot \sum_i (S2_i - S2_{aver})^2}}$$

3D功能: Z-Stack 三维结构分析和测量 (需3D模块)




3D功能: Z-Stack

三维结构分析和测量 (需3D模块)




时间序列



扩展功能：活细胞工作站 Incubator

活细胞培养和观察拍照



一体化整合的活细胞工作站




- 四通道温度精确控制，范围室温至 60° C，精度：0.01° C
- CO₂浓度设定范围：0-8%，精度：0.01

加药预热槽


管道夹口

Temperature Sensor




扩展功能：光谱扫描，线性拆分




最大程度避免荧光串色的影响



光谱扫描和拆分之前



光谱扫描和拆分之后





扩展功能: Fluorescence Resonance Energy Transfer 荧光共振能量转移



FRET是指当两个荧光基团满足一定条件时发生的一种非辐射性的、偶极-偶极配对过程,借此过程,能量从激发态荧光供体以非常接近的波长转移到荧光受体。

FRET发生的条件:

- 供体与受体的距离在2-10nm
- 供体的发射波长与受体的激发波长一致
- 供体与受体的极性一致
- 供体与受体有足够的荧光寿命



常用的FRET组合:


- CFP/YFP**
- CFP/dsRED**
- BFP/GFP**
- GFP/dsRED**
- YFP/dsRED**
- Cy3/Cy5**
- Alexa488/Alexa555**
- Alexa488/Cy3**
- FITC/TRITC**
- YFP/TRITC**
- YFP/ Cy3**

扩展功能: Fluorescence Recovery After Photobleaching 荧光漂白后恢复实验



Local irradiation

FRAP Experiment



对分子的移动性进行量化



- 1 激光共聚焦显微镜的原理
- 2 激光共聚焦显微镜的重要组成
- 3 如何获取一张高质量的图像
- 4 激光共聚焦显微镜的应用
- 5 Airyscan2的成像原理

Ariyscan 2



-----更高的分辨率、灵敏度和信噪比

- 一个 32 通道平面探测器
- 每个探测器元件0.2 AU
- 同时收集一个Airy斑的所有信号



横向分辨率 (X/Y) : 120 nm

轴向分辨率 (Z) : 350 nm

@488nm

Airyscan 2 灵活的Multiplex 模式 并行数据处理大大提高超高分辨率成像速度



Airyscan 2 灵活的Multiplex 2Y模式

2倍并行数据处理大大提高超高分辨率成像速度



Acquire two pixels at once: **Multiplex 2Y**



Airyscan 2 灵活的Multiplex 4Y模式 4倍并行数据处理大大提高超高分辨率成像速度



Acquire four pixels at once: Multiplex 4Y

Classic Airyscanning


无需对速度，分辨率和信噪比做任何的妥协




Toxoplasma gondii parasites, labelled microtubules in green (Alexa 488) and plasma membrane in red (Alexa 594). Sample: D. Jacot, MIMOL, University of Geneva

LSM 900

出色的三维成像



Neurospheres, Dapi (blue), Tubulin-Cy2 (green), DCX-Cy5 (red). Sample by H. Braun, LSM Bioanalytik GmbH, Magdeburg, Germany.



Germinal vesicle state mouse oocyte, labelled for actin (green), microtubules (white), Lamin A/C (magenta) and DNA (blue) Sample: K. Harasimov, MPI, Göttingen 20 μ m


共聚焦推荐使用的耗材



Cover Glass:170um
Glass bottom dish



Cover Glass:170um
Cell Chamber Slides



注意事项



显微镜室内温度控制在22°C，湿度在45-60%。

使用油镜时应使用专业油，不要用其它介质（如香柏），以免损伤物镜。每次使用完油镜后，需使用无水乙醇将油镜擦拭干净（物镜及样品）。（倒置镜，油直接滴在物镜上）

禁止油镜直接切换低倍镜。

刻录图像数据资料：应使用刻录光驱刻录，实验前应准备好刻录光盘

不要戴手套操作显微镜。

定期打扫实验室，保证工作环境的清洁。避免灰尘。

每天工作完成后，请使用防尘罩遮盖显微镜及扫描头



Seeing beyond