

# OLYMPUS VS200 数字切片扫描分析系统

## 使用须知

### 1 培训注意事项

- 1.1 使用者需经培训后方可上机操作，培训结束，必须经仪器管理员考核后，方可独立上机操作。**违规使用者取消使用资格，并由所属课题组承担后果。**

### 2 预约注意事项

- 2.1 用户需提前在上海医学院公共技术服务平台 (<http://syfwpt.fudan.edu.cn/>) 进行预约。
- 2.2 请在群内改名中文全名+课题组名。

### 3 扫片注意事项

- 3.1 **本实验室严禁传染性、毒性样本检测。建议不带手套操作。**
- 3.2 请使用一卡通刷卡登录，**不得使用他人一卡通上机**。如遇到问题导致无法登录者，可联系仪器管理员代刷登录。
- 3.3 放置玻片前，清洁玻片，请务必**确保封片剂已干，玻片边缘无封片剂，盖玻片向上放置，靠右对齐，放平。**
- 3.4 使用者应严格按照操作规程，**未经允许不得随意变更仪器及软件设置参数，不得使用扫片机电脑上网及安装任何应用。**
- 3.5 请使用 FlashFXP 软件上传和下载数据。下载数据后尽快删除 FTP 已上传数据；下次使用扫片机前，请自觉清理扫片机电脑 D 盘中上次已下载数据。**本地及远程端仅保留最近 30 天内数据。**
- 3.6 在使用中如仪器出现问题，请及时向仪器管理员报告，**严禁擅自处理或隐瞒。**
- 3.7 **未及时取消预约且未上机者，扣除信用分及小额违约金。**
- 3.8 使用者应爱护仪器室的设施并保持清洁。**禁止在仪器室饮食、吸烟，大声喧哗。**仪器使用结束后，应清理好自己的物品并做好实验台的清洁工作。